

MEDI ABOLUS C. O.

Complément nutritionnel à diffusion progressive dans le réseau pour Caprins et Ovins

Une technologie à relargage contrôlé

MEDIABOLUS C.O.

TAILLE REELLE

Poids : 9 g



Les oligo-éléments sont agglomérés dans une résine qui va libérer régulièrement le cobalt et le sélénium sur une période de 5 à 6 mois.

Le MEDIABOLUS C.O. est stocké dans le réseau.

Dose d'administration
(selon le poids vif de l'animal)

De 15 à 40 kg de poids vif
→ 1 bolus de 9 g

> 40 kg de poids vif
→ 2 bolus de 9 g

Oligo-éléments	Teneurs garanties pour 1 Bolus de 9 g
Cobalt (<i>carbonate</i>)	55 mg
Sélénium (<i>sélénite de sodium</i>)	55 mg



MEDIABOLUS C.O. : 6 mois d'apports en Cobalt et Sélénium

MEDIABOLUS C.O. :

C'est 6 mois d'apport régulier en oligo-éléments afin de maintenir des niveaux corrects en cobalt et sélénium dans l'organisme.

- **Le cobalt** : est indispensable à la synthèse de la vitamine B12 par les bactéries du rumen. Cette vitamine est nécessaire à la conversion du propionate en ATP. Lors de carence en vitamine B12, le propionate ne peut pas être utilisé par l'animal : son accumulation dans le sang provoque rapidement une diminution de la consommation alimentaire.
- **Le sélénium** : est indispensable pour une bonne immunité. L'enzyme glutathion peroxydase, dosable dans le plasma, traduit le statut immunitaire de l'animal.

Conditionnement

Boîte de 20 MEDIABOLUS C.O.

Comment administrer MEDIABOLUS C.O. :

Utiliser l'applicateur spécifique.



Insérer le(s) MEDIABOLUS C.O. dans l'applicateur. Introduire l'applicateur dans la gueule de l'animal. Déposer le(s) MEDIABOLUS C.O. à l'arrière de la langue.

